

Instructions d'utilisation



Chauffer impérativement EstroTECT

Chauffer le patch jusqu'à la température corporelle de 37°C avant toute application – par exemple en préchauffant le patch sur une bouteille d'eau chaude-. ESTROTECT doit impérativement être très chaud pour que la colle fasse son travail.



Endroit d'application

Entre la hanche et la naissance de la queue et au travers des vertèbres.



Brosser le poil

Le poil doit être sec et sain sans poils morts. Pour cela, bien brosser le poil avant toute application.



Ne jamais raser les poils

EstroTECT a besoin de poils pour coller. Toutefois les poils ne doivent pas dépasser 2cm – couper au ciseau ou tondre rapidement notamment en fin d'hiver.



Appliquer EstroTECT

Placer le détecteur sur la vache, presser fermement avec le plat de la main sans abimer la pellicule argentée.

ESTROTECT™
HEAT DETECTOR
U.S. Pat. #6,467,430

Utilisez ESTROTECT

Faites confiance à ESTROTECT dans votre programme de détection des chaleurs. Avec ESTROTECT, la détection des chaleurs devient une évidence.

**Pour plus d'informations,
contactez votre revendeur**

ESTROTECT™
HEAT DETECTOR

European Distributor:

Dairymac

Animal Health Products

Dairymac Limited

1a Avenue Cottages, Winchester Road, Wickham
Hampshire PO17 5EX, England

Tel: +44 (0)1793 835571 • Fax: +44 (0)1793 835571
E-mail: sales@dairymac.com • www.dairymac.com

Brochure Number ET1001 03.09.07

© 2007. ESTROTECT is a trademark of ESTROTECT, Inc.

ESTROTECT™
HEAT DETECTOR

**Les chevauchements
Deviennent une évidence.™**



ESTROTECT™
HEAT DETECTOR
U.S. Pat. #6,467,430



Un bon programme de reproduction est un objectif majeur pour tout éleveur.

Le succès de la reproduction dépend largement d'une détection des chaleurs appropriée.

Un des meilleurs moyens de détecter les chaleurs est de constater que votre vache a été chevauchée.

Avec le détecteur de chaleurs ESTROTECT, les chevauchements deviennent une évidence.

Le détecteur de chevauchements ESTROTECT est

- Facile à lire et facile à utiliser
- Rapide à poser sans colle ni support
- Extrêmement visible
- Utilisable par tout temps

ESTROTECT, un merveilleux instrument pour une gestion optimale de la reproduction grâce également aux différentes couleurs disponibles.



ESTROTECT existe, en effet, en 3 couleurs

ROUGE

VERT

BLEU

ESTROTECT existe, en effet, en 3 couleurs

- Rouge
- Vert
- Bleu

Comment fonctionne ESTROTECT ?

Ce détecteur auto-adhésif est placé entre la hanche et la naissance de la queue sur la colonne vertébrale.

La pellicule argentée du patch est gommée lors des frictions provoquées par les chevauchements.

La couleur fluorescente du patch apparaît ainsi progressivement au fur et à mesure des chevauchements permettant ce faisant une détection précise des chaleurs.

Plus la couleur fluorescente du patch apparaît, plus la vache est en chaleur et plus le risque de fausse chaleur est évité



Les bénéfices d'une bonne gestion des chaleurs

On sait qu'il est essentiel de réduire l'intervalle vêlage-IA. Plus vous réduirez cet intervalle, plus vous gagnerez de l'argent. Et toute chaleur ratée coûte toujours trop cher.

L'utilisation d'ESTROTECT vous aidera à maximiser la détection des chaleurs de votre troupeau, à en améliorer la fécondité et éventuellement à évincer les vaches non fertile.

Gestion de la reproduction et ESTROTECT

3 couleurs sont disponibles.

Exemple de programme :

Rouge: pour les vaches que vous souhaitez inséminer. Une fois inséminées, jeter le patch rouge.

Bleu: 2 semaines après l'insémination, appliquer un patch bleu qui vous permettra de détecter sans perdre de temps un éventuel retour des chaleurs. N'oubliez pas que si vous ratez ces retours de chaleurs, vous devrez encore attendre 3 semaines supplémentaires.

Vert: pour les vaches sous traitement vétérinaire.

- Observez vos vaches si possible 3 fois par jour
- Vérifiez les Estrotects lors de chaque traite

