

UN NUOVO MODO PER MIGLIORARE LA FERTILITA' DEL VOSTRO ALLEVAMENTO

Nelle aziende c'è sempre meno personale e con carichi di lavoro sempre crescenti, il che si traduce in minor tempo dedicato a controllare le vacche ed in particolare alla ricerca dei calori. Questa però rimane una delle attività fondamentali dell'azienda. Infatti anche se voi siete molto bravi a fecondare ed avete un buon indice di concepimento, non avrete mai gravidanze sufficienti se le vacche non vengono sottoposte a fecondazione perché non sono state viste in calore. Questa è solo una delle buone ragioni per investire in sistemi che aiutano all'individuazione dei calori e quindi trovare il maggior numero possibile di vacche da fecondare

Come funziona l' EstroTECT?

EstroTECT è un nuovo sistema di individuazione del calore prodotto in USA che funziona sul principio delle carte gratta e vinci. Si presenta come etichette adesive da attaccare sulla groppa delle vacche a metà tra ischi ed ilei, trasversalmente alla spina dorsale. Più le vacche vengono scavalcate dalle altre, più la pellicola argentea viene rimossa e più il colore sottostante diventa visibile. I colori usati sono molto brillanti e immediatamente visibili da lontano.

Quali sono i vantaggi di EstroTECT rispetto ad altri aiuti all'individuazione dei calori?

EstroTECT ha 4 vantaggi principali;

1. Quattro colori, brillanti ed altamente visibili, permettono di trasformare gli EstroTECT in codici colore legati a diversi stadi del ciclo fecondativo
2. Facile applicazione.
3. Più la vacca viene scavalcata, più l'EstroTECT viene grattato e più colore diventa visibile.
4. Minor numero di falsi positive rispetto ad altri sistemi di individuazione calori, quindi maggior accuratezza nell'identificazione dei buoni calori.

Come ottenere il massimo da EstroTECT?

EstroTECT è disponibile in quattro diversi colori così da creare codici colore associati a diverse situazioni, ad esempio:

Rosso/Arancione: applicatelo alle vacche da fecondare per la prima volta. Una volta fecondate rimuovete l'etichetta rosso/arancione

Verde: due settimane dopo la fecondazione applicate l' EstroTECT verde in modo da individuare il maggior numero possibile di ritorni a 21 giorni. Attenzione! Se questi ritorni in calore non vengono visti, dovrete attendere altre 3 settimane oppure la visita ginecologica, prima di sapere che la vacca è vuota. Segnate le vacche da verificare su di un'agenda o un calendario.

Fucsia: attaccatelo alle vacche diagnosticate vuote alla visita ginecologica. Queste sono le vere vacche problema, dove si è già perso molto tempo e vanno ingravidate il più velocemente possibile.

Blu: mettetelo sulle vacche alle quali avete fatto trattamenti per la fertilità.

Ricordate

- Osservate le vacche 3 volte al giorno, se possibile.
- Controllate gli EstroTECT ad ogni mungitura.

Accorgimenti per ottenere un buon fissaggio

Attaccare EstroTECT sulla groppa delle vacche è facile, ma vi sono due accorgimenti fondamentali da rispettare: rimuovere lo sporco ed assicurarsi che EstroTECT sia caldo prima di incollarlo. L'osservanza di queste due semplici regole migliora moltissimo l'adesività di EstroTECT.

Quanti EstroTECT sono necessari annualmente per il vostro allevamento?

L'allevamento medio ha bisogno di 2,2 inseminazioni per gravidanza. Questo significa che un'allevamento di 100 vacche, con il 25% di rimonta utilizzerà in 12 mesi circa 240 EstroTECT. Ciò equivale a 3 EstroTECT per vacca gravida.

Che vantaggi apporterà EstroTECT alla vostra azienda?

Se il vostro indice di concepimento è il 50% aumentando l'individuazione dei calori dal 50% al 75% ridurrete l'intervallo interparto di ogni vacca gravida di ben 21 giorni. Non male come ritorno sull'investimento. E se il vostro indice di concepimento è inferiore al 50% il vostro profitto dall'uso di EstroTECT sarà ancora maggiore.

L'uso di EstroTECT nella vostra azienda massimizzerà l'individuazione dei calori, aumenterà la fertilità e diminuirà l'indice interparto del vostro allevamento, riducendo anche il numero di vacche eliminate perché vuote.

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo, 50 – 24050 Covo (BG)

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it - web www.ghislandi.it

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice

1. Spazzolare/Pulire



2. Scaldare



3. Incollare



4. Premere forte



5. Pronto



6. Attivazione



7. Attivato



8. Attivati

